

Guía para la interpretación del Reporte Final Individual

Este informe es enviado al finalizar la ronda a aquellos participantes que hayan respondido por lo menos el 70% de las muestras del ciclo.

Encontrará en PDF el consolidado anual de las pruebas reportadas para cada uno de los módulos.

MODULOS:

Serologías: A, B y C

Tabla 1 Por analito se envían

- 1 Los resultados generales por mezcla indicando las muestras correspondientes
- 2 Resultado previo obtenido al momento de la preparación
- 3 Número total de resultados recibidos
- 4 Distribución (indeterminado, negativo, positivo y zona gris)
- 5 Tabla de "Cantidad de resultados por método", discriminando por método y marca de reactivo, los resultados del grupo de laboratorios y su distribución (indeterminado, negativo, positivo y zona gris)
- 6 Distribución de los resultados en un gráfico circular

AU - Mezcla POOL 1 (3/7) 1

Cantidad de resultados por mezcla		Total resultados				
Muestra	Resultado previo					
3	NEGATIVO	217		215	2	
7	NEGATIVO	220	1	212	6	1
Totales		437	1	427	8	1

Cantidad de resultados por método

Método	Marca reactivo	Total	INDETERMINAD	NEGATIVO	POSITIVO	ZONA GRIS
AGLUT. PART. GELATINA	SERODIA	1		1		
CMIA (ABBOTT)	ABBOTT	29		29		
CMIA CUALITATIVO	ABBOTT	23		22	1	
ELECTROQUIMIOLUMINISC	ROCHE EQLIA	66		65	1	
ELFA BIOMERIEUX	BIOMERIEUX	16		15	1	
ELISA	WIENER	28		28		
	BIOMERIEUX	37	1	35	1	
	RADIM	1		1		



Tabla 2 por mezcla para el analito:

- 1 Los títulos o relaciones de positividad informados por método y marca comercial
- 2 Número de resultados
- 3 Mediana
- 4 Rango intercuartilo

Relaciones de positividad (RP) informados por método						
Método	1	Marca de Reactivo	2	N	3	4
					Mediana	Rango intercuartilo
ELISA				111	10	7,66 - 12,24
		BIOKIT		20	11,975	6,3 - 13,38
		DIA.PRO		12	7,745	3,6 - 10
		MP DIAGNOSTICS		12	11,2145	11 - 12,43
		MUREX		49	10	7,912 - 12,113
		ORTHO		14	8,465	7,975 - 13,015
CMIA (ABBOTT)				41	62,71	55,705 - 66,485
		ABBOTT		41	62,71	55,705 - 66,485

En la última hoja por determinación (no por módulo) se acumulan los resultados informados por el laboratorio o Banco de sangre

- 1 Identificación de la muestra
- 2 Su Resultado
- 3 Su método
- 4 Su Marca de reactivo
- 5 Resultados previos
- 6 Puntaje: 1 acuerdo, **0 no acuerdo** El puntaje se aplica sólo a las muestras que tuvieron más del 80% de concordancia con el resultado más frecuente
- 7 Si no se logró más del 80% con el resultado más frecuente aparece (*).
- 8 Puntaje de acuerdo: corresponde al número de resultados concordantes, sobre el total de muestras que tuvieron consenso. Por ejemplo si es 8/10 indica 8 muestras que el Laboratorio reporto acertadamente comparadas con 10 muestras que tuvieron más del 80% de concordancia.
- 9 Porcentaje de acuerdo: el puntaje expresado en porcentaje.

HTLV - Sus resultados

Muestra	Resultado	Método	Marca reactivo	Resultados previos	Puntaje
1	NO REACTIVO	ELISA	MUREX	- ELISA: NO REACTIVO	1
2	NO REACTIVO	ELISA	MUREX	- ELISA: NO REACTIVO	1
3	REACTIVO	ELISA	MUREX	- ELISA: NO REACTIVO	(*)
4	NO REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: NO REACTIVO	1
5	REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: REACTIVO	1
6	NO REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: NO REACTIVO	1
7	NO REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: NO REACTIVO	(*)
8	REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: REACTIVO	1
9	NO REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: NO REACTIVO	1
10	REACTIVO	ELISA	BIOMERIEUX	- ELISA: REACTIVO	1
11	NO REACTIVO	CMIA (ABBOTT)	ABBOTT	- ELISA: NO REACTIVO	1
12	NO REACTIVO	CMIA (ABBOTT)	ABBOTT	- ELISA: NO REACTIVO	1

(*) Mezcla con concordancia menor al 80 % no se usa para puntaje.

Puntaje de acuerdo: 10 / 10

Porcentaje de acuerdo con el valor de consenso:

100 %